

BLUEHILL® UNIVERSAL のオペレータダッシュボード

試験ソフトウェアおよびハードウェア



時間の節約



人間工学的デザイン
の向上



機能の強化

新世代の試験ソフトウェア

Instron® Bluehill Universal は最新の材料およびコンポーネント試験ソフトウェアです。タッチフレンドリー操作を基本コンセプトにした Bluehill Universal は、新しい画面レイアウトと強化された機能で、試験システムのためのよりシンプルでクリーンなインターフェイスを提供します。Bluehill Universal は、タッチパネルで直観的な操作ができるだけでなく、既にソフトウェアをお使いのお客さまにも、使い慣れた環境での試験が可能です。Instron Bluehill Universal のオペレータダッシュボードには、試験作業の簡素化と迅速なワークフローを実現するために必要なハードウェアとソフトウェアの両方が含まれています。

Bluehill Universal のオペレータダッシュボードにはどのような機能がありますか？



時間の節約

人間工学的デザイン
の向上

機能の強化

Bluehill Universal のタッチパネルとその操作方法により、試験作業時間を大幅に短縮できます。新しい試験を開始し、手動で試験片データを入力し、実行することがより迅速で簡単になり、オペレータはより付加価値の高い作業に時間を費やすことができます。新しいメニューと結果のエクスポートオプションを使用すると、メソッドの構築や結果の解析がより効率的になります。

オプションのスイング式タッチスクリーンモニターは、調整が簡単で、試験システムの近くに配置でき、オペレータの反復動作を最小限に抑えます。これは、クリックで操作するマウスでは不可能なことです！人間工学的に作業しやすい環境となるだけでなく、コンピュータと試験システムの間を行き来するオペレータの時間が節約されます。

インストロンの既存 Bluehill ソフトウェアの信頼できる基盤上に構築された Bluehill Universal の基本設計は、高度な試験を実行するために必要な強力な機能を備えているので、お客様の試験セットアップを完全に制御します。シンプルな周期波形を実行したり、ユーザー定義の計算や式を活用したり、新しい試験で既存のデータを再生することができます。さらに、Bluehill Universal の合理化された機能は、新規または使用頻度が低い方にとって、ワークフローを簡単にして整理するので、理想的と言えます。

オペレータダッシュボードには何が含まれますか？

- Bluehill Universal ソフトウェアのアップグレード
- 15.6 インチまたは 21.5 インチの信頼性の高い静電容量方式タッチスクリーンモニター
- 取付位置の調整可能なフレームまたはデスクトップマウント
- オペレータダッシュボードはほとんどの既存の Instron® 試験システムにインストールできます

www.instron.com



ワールドワイド本社
825 University Ave, Norwood, MA 02062-2643 USA
電話：+1 800 564 8378 or +1 781 575 5000

ヨーロッパ本社
Coronation Road, High Wycombe,
Bucks HP12 3SY, UK
電話：+44 1494 464646

インストロンジャパンカンパニーリミテッド
〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-8-9
電話：044-853-8530 FAX：044-861-0411
メール：shikenki@instron.com